

| | |
|-----------------------------|----|
| Glossary | 3 |
| Description | 5 |
| Operating procedure | 6 |
| English | 7 |
| Français | 10 |
| Español | 13 |
| Deutsch | 16 |
| Italiano | 19 |
| Português | 22 |
| Čeština | 25 |
| Nederlandsk | 28 |
| Polskie | 31 |
| User assistance information | 34 |

GLOSSARY / GLOSSAIRE / GLOSARIO / GLOSSAR / GLOSSARIO / GLOSSÁRIO // GLOSÁŘ / WOORDENLIJST / GLOSARIUSZ

| | | | |
|---|--|--|--|
| Manufacturer Fabricant Herstellere Fabricatore Fabricante Výrobce Proizhuditel Producent | LOT Batch code Número de lote Código de lote Chargennummer Codice di lotto Kód číslo Particodice Numer katalogowy | REF Catalogue number Número de catálogo Numero de catalogo Número de catálogo Número do catálogo Katalognummër Numer katalogowy | Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental health professional. Attention: La loi fédérale américaine autorise la vente de ce dispositif que sur prescription médicale d'un professionnel de santé dentaire. Precaución: Los leyes federales sólo autorizan la venta de este dispositivo a un profesional de la salud dental o a las personas únicamente con prescripción médica. Achtung: Gemäß Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Zahnarzt oder dessen Bestellen verkauft werden. Attenzione: L'impiego federale restringe la vendita di questo dispositivo a o a nicheista di un professionista del settore odontoiatrico. Precaución: Las leyes federales de los Estados Unidos sólo autorizan a los profesionales de la salud oral o mediante prescripción por los mismos. Pozor: Federalni zakony v USA omezuju predaju tohoto prostredka na stomatologičke nebo na jeho objednávku. Let op: Dit hulpmiddel mag volgens nationale wetgeving alleen worden verkocht door of onder toezicht van een tandheelkundig professional. Prezporo: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego wyrobu lekarzowi stomatologii lub na zlecenie takiego lekarza. |
| Caution : consult the instructions for use for important information. Attention: Consultez le mode d'emploi pour des informations importantes. Precaución: Consulte las instrucciones de uso para obtener información importante sobre precauciones. Achtung: Gebrauchsanweisung beachten für wichtige zusätzliche Hinweise. Attenzione: Consultare le istruzioni per l'uso per importanti informazioni precauzionali. Prezporo: Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących sposobu ostrożności. Read manual : Consult the instructions for use. Lire attentivement les consignes d'utilisation. Consulte las instrucciones de uso. Consultare le istruzioni per l'uso. Čiňte pozorně čtení návodu k použití. Čiňte pozorně čtení návodu k použití. Zapoznajte se z instrukcją obsługi. | X-Ray Only : Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental health professional. Attention: La loi fédérale américaine autorise la vente de ce dispositif que sur prescription médicale d'un professionnel de santé dentaire. Precaución: Los leyes federales sólo autorizan la venta de este dispositivo a un profesional de la salud dental o a las personas únicamente con prescripción médica. Achtung: Gemäß Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Zahnarzt oder dessen Bestellen verkauft werden. Attenzione: L'impiego federale restringe la vendita di questo dispositivo a o a nicheista di un professionista del settore odontoiatrico. Precaución: Las leyes federales de los Estados Unidos sólo autorizan a los profesionales de la salud oral o mediante prescripción por los mismos. Pozor: Federalni zakony v USA omezuju predaju tohoto prostredka na stomatologičke nebo na jeho objednávku. Let op: Dit hulpmiddel mag volgens nationale wetgeving alleen worden verkocht door of onder toezicht van een tandheelkundig professional. Prezporo: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego wyrobu lekarzowi stomatologii lub na zlecenie takiego lekarza. | Keep away from sunlight : Protéger du rayonnement solaire. Mantener alejado de la luz solar. Vor Sonnenlicht schützen. Tenere al riparo dalla luce del sole. Mantener ao abrigo da luz solar. Uchovávajte mimo dosah priameho slnečného žiarenia. Beschermen tegen zonlicht. Nie wystawiać na światło słoneczne. | Quantity Quantité Cantidad Menge Quantidade Množství Količina Ilość |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| MDI : Medical device Dispositif médical Dispositivo médico Medizinprodukt Dispositivo medico Dispositivo médico Zdravotnický prostředek Medicinal device Wyrob medyczny | CE : CE marking Marquage CE Marchio CE CE-Kennzeichnung Marchio CE Marcação CE Oznaczeni CE CE-markering Oznaczenie CE | UDI : Unique Device Identifier Identifiant unique des dispositifs Identificación única del producto Eindeutige Produktkennung Identificatore univoco del dispositivo Identificação única do dispositivo Ledičny identifikátor zdravotnických prostředků Unikele hulpmiddelidentificatie Unikálny identifikátor výrobu | Keep dry : Conservar à l'abri de l'humidité Mantener en un lugar seco Trocken aufbewahren Conservare all'asciutto Manter tørt Uchovávajte suchu Chronicznie przed wilgocią | PAT : Patent Abbreviation of the brevet Patentnummer Abbreviazione del brevetto Abreviatura de patente Zkratka patentu Skótót patentu | Non-sterile Non stérile Non estéril Nesterilni Nesteril Niesterylne | Tuning button Botón de ajuste Pulsante di regolazione Bosta de afinação Réglages Einstellaste Tlačítko ladení Instelknop Przykisk regulacji | Espace case Espacio para el teléfono móvil Supporto per smartphone Capa do telefone Boîtier du téléphone Handy-Etui Alcatraz Telefonhoes Etui na telefon |
|--|---|--|---|---|---|--|---|

DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE / DESCRIZÃO / POPIS / BESCHRIJVING / OPIS



OPERATING PROCEDURE/FONCTIONNEMENT/FUNCIONAMIENTO/BEDIENUNGSSCHRITTE/PROCEDURA OPERATIVA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL/POSTUP OVLAĐANI/POSTUP OVLAĐANI/PROCEDURA OPERACYJNA

-
-
-
-
-
-
-

PRESENTATION

DM ScanBox is available in one size only and is provided in a box containing a mesh pouch, a cushioning foam Reference 1001-001

INTENDED PURPOSE
DM ScanBox is designed to pair up with a smartphone in order to conduct scanning procedures performed with products marketed by Dental Monitoring.

INDICATIONS
DM ScanBox is intended to be used with DM Cheek Retractor during a scanning procedure guided by software developed and marketed by Dental Monitoring.

TARGET GROUPS
Target population: DM ScanBox is indicated for use for patients over the age of 6.

Intended users:
DM ScanBox is intended to be used by:

Healthcare professional in professional healthcare facilities, such as a dental practice.
Lay persons, patients themselves or third parties, in a non-healthcare environment, such as the patient's own home.
Type of use/reuse: DM ScanBox is reusable and can be used: Multiple times by a single patient.

CLINICAL BENEFITS

There is no direct clinical benefit for the use of DM ScanBox.

CLINICAL PERFORMANCES
DM ScanBox has no clinical performance as it has no direct action or effect on the patient.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
The pairing of the DM ScanBox with the DM Cheek Retractor is carried out by magnetization.

SIDE EFFECTS
No known side effects.

CONTRA INDICATIONS
This device is not intended to be used on children under the age of 6.
The device should not be used on patients with pacemakers, defibrillators, or other medical devices incompatible with magnets (Br = 1.37T).

WARNINGS, PRECAUTIONS, NOTICES
Warning: No known warnings.
Precautions: Do not try to disassemble the device, you risk hurting yourself.
Do not clean in a dishwasher.
Do not clean in a washing machine.

en

Do not clean in an autoclave.
Do not clean the DM ScanBox with soap and water.
Do not put under running water.

The following population should be assisted by a third party in device use:
adults up to 12,
adults or children with visually impaired,
adults or children hearing impaired,
or any other condition that might prevent the patient from adequately operating the device.

DM ScanBox is provided in a non-sterile form. Refer to the cleaning procedure.
DM ScanBox is not sterilizable and does not submerge in any liquid.

Keep the magnets away from devices and objects that could be damaged by strong magnetic fields. If the door straps does not fit once the lid of the DM ScanBox covers your smartphone's screen, do not force, this could lead to smartphone damaging such as a broken screen. If you haven't already done it, take your phone case off and retry.

Do not try to disassemble the device, you risk hurting yourself.

Do not use the DM ScanBox if it is broken. Notices
This is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

INSTRUCTIONS FOR USE

PAIRING UP THE DM SCANBOX WITH YOUR SMARTPHONE
Hold the DM ScanBox with the front facing you. Place the lid ➊ by lightly pulling on the door strap ➋. Open your smartphone in the bottom left corner over the blue arrow ➌. The screen of your smartphone needs to be facing you. Latch your phone ➍. Turn on your phone case off if needed. Turn the box around in order to face the back of the DM ScanBox (make sure that the camera is inside the window). Push and hold the tuning button ➎ in order to align your phone with the lens alignment arrow ➏. Release the tuning button when you are finished.

PAIRING UP THE DM SCANBOX WITH YOUR DM CHEEK RETRACTOR
Put on your DM Cheek Retractor in accordance with its specific instruction For Use. Connect the DM ScanBox to the DM Cheek Retractor, you will hear a "click" when your DM ScanBox is properly attached to your retractor. In order to do so, align the magnetic plugs (see description part) with the metal inserts on the DM Cheek Retractor.

UNPAIRING THE DM SCANBOX
To remove the DM ScanBox, hold the retractor in place with your thumbs and pull the box forward without removing the DM Cheek Retractor from your mouth.

fr

INSTRUCTIONS FOR REUSABLE DEVICES

The following cleaning procedure must be followed for single-patient domestic use:
Clean the smartphone camera lens, if needed, following its manufacturer's recommendations.

Clean the DM ScanBox:
Before and after each use, clean the side of the DM ScanBox facing the DM Cheek Retractor (F in the picture below) by using a biocide wipe or a biocide spray paired with single-use paper towels.

Clean the rest of the DM ScanBox periodically by using a biocide wipe or a biocide spray paired with single-use paper towels.
Let the DM ScanBox air dry.
Note: Do not clean the DM ScanBox with soap and water. Do not put it under running water.

INSTRUCTIONS FOR DAMAGED PACKAGING

If the packaging is damaged or opened before use, return the pack to your healthcare facility.

STORAGE
The DM ScanBox should be away from solar radiation, compression and moisture. DM ScanBox can also be stored on the mesh pouch.

DISPOSAL
Dispose of it in accordance with your local recycling regulations. Do not throw into the nature.

LIST OF REQUIRED NON-PROVIDED PRODUCTS
DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001, 1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

WARRANTY
One year from the date of original purchase.

TRAVEL
In the event of travel, please make sure the devices are not too tightly packed to prevent any deformation or breakage during transport.

en

INSTRUCTIONS FOR DAMAGED PACKAGING

If the packaging is damaged or opened before use, return the pack to your healthcare facility.

STORAGE
The DM ScanBox should be away from solar radiation, compression and moisture. DM ScanBox can also be stored on the mesh pouch.

DISPOSAL
Dispose of it in accordance with your local recycling regulations. Do not throw into the nature.

LIST OF REQUIRED NON-PROVIDED PRODUCTS
DM Cheek Retractor (REF 1002-001, 1003-001, 1004-001). Dental Monitoring (REF 2001-001).

WARRANTY
One year from the date of original purchase.

TRAVEL
In the event of travel, please make sure the devices are not too tightly packed to prevent any deformation or breakage during transport.

BÉNÉFICES CLINIQUES

Il n'y a pas de bénéfice clinique direct à l'utilisation du dispositif DM ScanBox.

PERFORMANCES CLINIQUES
Le dispositif DM ScanBox est dépourvu de performances cliniques puisqu'il n'a aucune action directe ni aucun effet sur le patient.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
L'appariement du dispositif DM ScanBox avec le dispositif DM Cheek Retractor se fait par magnétisation.

EFFETS INDÉSIRABLES
Aucun effet indésirable.

CONTRE-INDICATIONS
Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé sur des enfants âgés de moins de 6 ans.
Le dispositif ne doit pas être utilisé sur des patients porteurs d'un appareil photo ou ouvert de dispositif médical incompatible avec des aimants (Br = 1.37T).

MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS, AVERTISSEMENTS
Mise en garde: Aucune mise en garde connue.
Précautions: N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
Ne pas le nettoyer dans un lave-vaisselle.
Ne pas le nettoyer dans une machine à laver.
Ne pas le nettoyer dans un autoclave.

fr

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS RÉUTILISABLES

La procédure de nettoyage suivante doit être suivie pour l'utilisation à domicile par un seul patient :

Nettoyez l'objectif de l'appareil photo du dispositif DM ScanBox recouvre l'écran de votre smartphone, ne forcez pas pour éviter d'endommager votre smartphone, comme par exemple de briser son écran. Si ce n'est pas déjà fait, retirez le boîtier du téléphone et renouvelez l'opération.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.

Avertissements
Ce dispositif n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE SMARTPHONE
Tenez le dispositif DM ScanBox en tirant doucement sur la sangle de fermeture ➊. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Fixez votre téléphone ➋. retirez le boîtier du téléphone si nécessaire. Tournez le boîtier de sorte que la partie arrière de la DM ScanBox soit positionnée face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➌. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➍. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Fixez votre téléphone ➎. retirez le boîtier du téléphone si nécessaire. Tournez le boîtier de sorte que la partie arrière de la DM ScanBox soit positionnée face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➏. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➐. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➑. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➒. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➓.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE DISPOSITIF DM CHEEK RETRACTOR
Mettez votre dispositif DM Cheek Retractor en suivant ses consignes d'utilisation spécifiques. Connectez le dispositif DM ScanBox sur le dispositif DM Cheek Retractor. Vous entendrez un « clic » lorsque votre dispositif DM ScanBox sera correctement fixé sur votre dispositif DM Cheek Retractor. Pour ce faire, alignez les fiches magnétiques (Voir Description) avec les plaquettes métalliques du dispositif DM Cheek Retractor.

RETRAIT DU DISPOSITIF DM SCANBOX
Pour retirer le dispositif DM ScanBox, maintenez l'écarteur de joues en place avec vos pouces et tirez la boîte vers l'avant sans enlever le dispositif DM Cheek Retractor de votre bouche.

fr

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS RÉUTILISABLES

La procédure de nettoyage suivante doit être suivie pour l'utilisation à domicile par un seul patient :

Nettoyez l'objectif de l'appareil photo du dispositif DM ScanBox recouvre l'écran de votre smartphone, ne forcez pas pour éviter d'endommager votre smartphone, comme par exemple de briser son écran. Si ce n'est pas déjà fait, retirez le boîtier du téléphone et renouvelez l'opération.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.

Avertissements
Ce dispositif n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE SMARTPHONE

Tenez le dispositif DM ScanBox en tirant doucement sur la sangle de fermeture ➊. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Fixez votre téléphone ➋. retirez le boîtier du téléphone si nécessaire. Tournez le boîtier de sorte que la partie arrière de la DM ScanBox soit positionnée face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➌. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➍. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➎. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➏. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➐. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➑. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➒. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➓.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE DISPOSITIF DM CHEEK RETRACTOR
Mettez votre dispositif DM Cheek Retractor en suivant ses consignes d'utilisation spécifiques. Connectez le dispositif DM ScanBox sur le dispositif DM Cheek Retractor. Vous entendrez un « clic » lorsque votre dispositif DM ScanBox sera correctement fixé sur votre dispositif DM Cheek Retractor. Pour ce faire, alignez les fiches magnétiques (Voir Description) avec les plaquettes métalliques du dispositif DM Cheek Retractor.

RETRAIT DU DISPOSITIF DM SCANBOX
Pour retirer le dispositif DM ScanBox, maintenez l'écarteur de joues en place avec vos pouces et tirez la boîte vers l'avant sans enlever le dispositif DM Cheek Retractor de votre bouche.

fr

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS RÉUTILISABLES

La procédure de nettoyage suivante doit être suivie pour l'utilisation à domicile par un seul patient :

Nettoyez l'objectif de l'appareil photo du dispositif DM ScanBox recouvre l'écran de votre smartphone, ne forcez pas pour éviter d'endommager votre smartphone, comme par exemple de briser son écran. Si ce n'est pas déjà fait, retirez le boîtier du téléphone et renouvelez l'opération.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.

Avertissements
Ce dispositif n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE SMARTPHONE

Tenez le dispositif DM ScanBox en tirant doucement sur la sangle de fermeture ➊. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Fixez votre téléphone ➋. retirez le boîtier du téléphone si nécessaire. Tournez le boîtier de sorte que la partie arrière de la DM ScanBox soit positionnée face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➌. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➍. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➎. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➏. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➐. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➑. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➒. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➓.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE DISPOSITIF DM CHEEK RETRACTOR
Mettez votre dispositif DM Cheek Retractor en suivant ses consignes d'utilisation spécifiques. Connectez le dispositif DM ScanBox sur le dispositif DM Cheek Retractor. Vous entendrez un « clic » lorsque votre dispositif DM ScanBox sera correctement fixé sur votre dispositif DM Cheek Retractor. Pour ce faire, alignez les fiches magnétiques (Voir Description) avec les plaquettes métalliques du dispositif DM Cheek Retractor.

RETRAIT DU DISPOSITIF DM SCANBOX
Pour retirer le dispositif DM ScanBox, maintenez l'écarteur de joues en place avec vos pouces et tirez la boîte vers l'avant sans enlever le dispositif DM Cheek Retractor de votre bouche.

fr

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS RÉUTILISABLES

La procédure de nettoyage suivante doit être suivie pour l'utilisation à domicile par un seul patient :

Nettoyez l'objectif de l'appareil photo du dispositif DM ScanBox recouvre l'écran de votre smartphone, ne forcez pas pour éviter d'endommager votre smartphone, comme par exemple de briser son écran. Si ce n'est pas déjà fait, retirez le boîtier du téléphone et renouvelez l'opération.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.

Avertissements
Ce dispositif n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE SMARTPHONE

Tenez le dispositif DM ScanBox en tirant doucement sur la sangle de fermeture ➊. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Fixez votre téléphone ➋. retirez le boîtier du téléphone si nécessaire. Tournez le boîtier de sorte que la partie arrière de la DM ScanBox soit positionnée face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➌. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➍. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➎. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➏. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➐. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➑. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➒. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➓.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE DISPOSITIF DM CHEEK RETRACTOR
Mettez votre dispositif DM Cheek Retractor en suivant ses consignes d'utilisation spécifiques. Connectez le dispositif DM ScanBox sur le dispositif DM Cheek Retractor. Vous entendrez un « clic » lorsque votre dispositif DM ScanBox sera correctement fixé sur votre dispositif DM Cheek Retractor. Pour ce faire, alignez les fiches magnétiques (Voir Description) avec les plaquettes métalliques du dispositif DM Cheek Retractor.

RETRAIT DU DISPOSITIF DM SCANBOX
Pour retirer le dispositif DM ScanBox, maintenez l'écarteur de joues en place avec vos pouces et tirez la boîte vers l'avant sans enlever le dispositif DM Cheek Retractor de votre bouche.

fr

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS RÉUTILISABLES

La procédure de nettoyage suivante doit être suivie pour l'utilisation à domicile par un seul patient :

Nettoyez l'objectif de l'appareil photo du dispositif DM ScanBox recouvre l'écran de votre smartphone, ne forcez pas pour éviter d'endommager votre smartphone, comme par exemple de briser son écran. Si ce n'est pas déjà fait, retirez le boîtier du téléphone et renouvelez l'opération.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.
N'essayez pas de démonter le dispositif, vous risquez de vous blesser.

Avertissements
Ce dispositif n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE SMARTPHONE

Tenez le dispositif DM ScanBox en tirant doucement sur la sangle de fermeture ➊. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Fixez votre téléphone ➋. retirez le boîtier du téléphone si nécessaire. Tournez le boîtier de sorte que la partie arrière de la DM ScanBox soit positionnée face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➌. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➍. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➎. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➏. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➐. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➑. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➒. L'écran de votre smartphone doit être positionné face à vous. Cliquez sur l'icône de votre smartphone ➓.

UTILISATION DU DISPOSITIF DM SCANBOX AVEC VOTRE DISPOSITIF DM CHEEK RETRACTOR
Mettez votre dispositif DM Cheek Retractor en suivant ses consignes d'utilisation spécifiques. Connectez le dispositif DM ScanBox sur le dispositif DM Cheek Retractor. Vous entendrez un « clic » lorsque votre dispositif DM ScanBox sera correctement fixé sur votre dispositif DM Cheek Retractor. Pour ce faire, alignez les fiches magnétiques (Voir Description) avec les plaquettes métalliques du dispositif DM Cheek Retractor.

RETRAIT DU DISPOSITIF DM SCANBOX
Pour retirer le dispositif DM ScanBox, maintenez l'écarteur de joues en place avec vos pouces et tirez la boîte vers l'avant sans enlever le dispositif DM Cheek Retractor de votre bouche.

es

INSTRUCCIONES PARA LA ESTERILIZACIÓN

DM ScanBox es reutilizable y se puede usar en un solo paciente.

VENTAJAS CLÍNICAS
El uso del DM ScanBox no ofrece ninguna ventaja clínica directa.

RESULTADOS CLÍNICOS
El DM ScanBox no tiene ningún rendimiento clínico, ya que no tiene acción